



## Регистрация

После скачивания приложения, при первом его запуске откроется страница регистрации



В поле **Пользователь** нужно вбить выданную Вам для работы в НБД учетную запись (логин), в поле **Пароль** : пароль учетной записи. Нажать кнопку **Войти**.

При успешном входе в НБД Вы увидите следующий экран:




Указанные данные сотрудника и медицинской организации должны совпадать с Вашими. При несовпадении обратитесь в ДЛС.

Регистрацию нужно выполнить только один раз после загрузки. Приложение запомнит данные пользователя и будет использовать их для входа в НБД автоматически. При запуске приложения в следующий раз вместо данных пользователя приложение покажет мигающую надпись «Подключение к НБД»; как только подключение выполнено, приложение покажет данные пользователя, что означает готовность к работе.

## Работа в системе

Из всех операций НБД приложение поддерживает только списание препарата на пациента (по ПИН) или на отделение.

Прежде всего необходимо сосканировать код(ы) выдаваемых препаратов. Наведите камеру на QR код (код должен быть хорошо освещен), для лучшего считывания можно увеличить изображение (дотронуться до него двумя пальцами и развести пальцы — так же как Вы делаете при увеличении фотографии на телефоне). При успешном считывании, код окрашивается в зеленый цвет и слышен звук сканирования.



ПИН пациента/отделение

Сосканированный код добавляется в список упаковок. Если вокруг кода рисуется желтая рамка, это значит что код уже считан и присутствует в списке упаковок.

## Работа со списком упаковок

В списке показываются: наименование, серия и последние четыре цифры уникального номера упаковки.




ПИН пациента/отделение

Промедол 20 ser:65920921 s/n:0255


Карбамазепин 200 ser:310821 s/n:0006

Если препарат выведен в списке черным цветом, то все в порядке — он зарегистрирован в системе за аптекой Вашей организации здравоохранения — его можно выдать.


Если препарат выведен красным цветом, то с ним есть проблемы: какие именно можно понять, коснувшись пальцем проблемной (красной) записи.



При касании нормальной (черной) записи приложение покажет окошко с наименованием препарата, серией и последними четырьмя цифрами номера упаковки. Если Вы выдаете упаковку частично, то введите количество единиц лекарственной формы (таблеток, ампул и т. п.) в поле таблеток/ампул



Вот так



И нажмите ОК.

(Если упаковка выдается полностью, то писать ничего не надо — просто нажмите ОК.)

Если Вы указали частичную выдачу то эта упаковка будет отображаться в списке со статусом «Частичная выдача»

**ПИН пациента/отделение**

**Промедол 20 ser:65920921 s/n:0255**

**Карбамазепин 200 ser:310821 s/n:0006**

**Промедол 20 ser:65920921 s/n:0254**

**\*\*\* частичная выдача: 1 тбл/амп**

Количество частичной выдачи можно поменять таким же способом: коснувшись упаковки в списке и исправив количество в появившемся окошке.

Если строка окрашена красным и наименование препарата не выходит, значит упаковка в системе не зарегистрирована — никакие операции в НБД с ней производить нельзя.



## Указание пациента или отделения (ГСВ)


После того как все выдаваемые препараты заведены в список, необходимо указать пациента или отделение (ГСВ)

Для указания пациента проще всего использовать удостоверение личности пациента (пластиковую карточку). С обратной от фотографии пациента стороны карточки нанесены два штрих-кода, в одном из них зашифрован ПИН пациента. Наведите камеру на обратную сторону карточки, она считает ПИН и выведет его в поле ПИН пациента/отделение.



ПИН можно также прописать руками, коснувшись поля ПИН пациента/отделение

Если упаковки выдаются в отделение (или в ГСВ), то данные об этом также вводятся руками. Для этого коснитесь поля ПИН пациента/отделение и введите данные в следующем формате:



где:

- гсв 2 — это наименование отделения или гсв (на картинке **гсв 2**)
- потом «собачка» @
- потом — номер требования (на картинке **1234-с**)

После этого осталось нажать кнопку **Выдать** и приложение передаст данные в НБД о выданных упаковках — о чем будет показано сообщение. Список упаковок и данные пациента/отделения/гсв очистятся и можно продолжать работать с выдачей. Проблемные (красные) упаковки не передаются в НБД.

Если нажать кнопку **Выдать** и удерживать ее, то все данные сотрутся без передачи в НБД. Эту функцию можно использовать для очистки неверно введенных данных.